

SUNTRINE
鑫联诚润

微生物无菌检测耗材

ORDERING
MANUAL

泰州鑫联诚润生物技术有限公司

专 注 生 物 耗 材

泰州鑫联诚润生物技术有限公司
Tai Zhou Sun Trine Biotechnology Co., Ltd

📍 泰州市医药高新区丰岸路民营工业园2、3号楼

☎ 0523-86161266

🌐 www.suntrine.com www.suntrine.net

✉ service@suntrine.com



阿里店铺




微信公众号

WWW.SUNTRINE.COM



泰州鑫联诚润生物技术有限公司（简称鑫联诚润生物），是一家专业从事体外诊断（IVD）行业耗材的生产、制造及销售的高新技术企业。下辖佰孚生物、麦瑞杰医用包装、瞳卫士眼健康、蓝琥珀包装，企业与中科院上海药物研究所、清华大学长三角研究院建成产学研战略合作，专注IVD耗材赛道，应用领域覆盖：新药研发、生物制药、医学研究机构、疫苗研发、基因工程药物研发、细胞工程药物研发、高校生物实验室，等生命科学领域。企业生产基地坐落在江苏省泰州市高港区，毗邻中国医药城，占地达15000平米，其中十万级洁净车间面积5000平米，拥有PCR实验室、化学实验室、微生物实验室，产品已出口美国、德国、俄罗斯等32个国家。企业拥有国家高新技术认证、江苏省质量安全合格达标单位、江苏省三星上云企业、江苏省知识产权贯标单位，泰州市瞪羚企业、两化融合企业。



主营业务

细胞培养类耗材、液体处理类耗材、试剂保存耗材、样本前处理耗材、分子诊断类耗材、生物样本库耗材、核酸提取类耗材、病毒采样类耗材


100000
class clean room certification

GMP
certification

ISO13485
certification

CE/FDA
certification

专注生物耗材，护佑人类健康





目录 CONTENTS

用放心耗材 选鑫联诚润

1 CHAPTER 液体处理类耗材

• 针式过滤器

01-09 | 针式过滤器

10-12 | 全封闭集菌培养器

13-14 | 无菌微孔滤膜

15-16 | 微生物限度滤杯

17-18 | 细菌培养皿



混合纤维素 MCE

Economy Syringe Filter_MCE

- > 醋酸纤维素和硝酸纤维素的生物惰性混合物，亲水型滤膜，低蛋白吸附，在要求更高流速和更大过滤容量的应用中非常有效。
- > 三种直径规格：13mm,25mm,33mm
- > 滤膜孔径规格：0.22μm 和 0.45μm

材料 Material	MCE（混合纤维素）	
外壳	PP	
过滤面积	13mm/1.13cm²	25mm/4.15cm²
孔径 (μm)	0.22/0.45	
处理量 (mL)	<10mL(13mm)	<100mL(25mm)
最大操作温度	50℃	
最大操作压力 (psi)	87psi	

MCE		
物料号	40.D115101	40.D115102
产品描述	13mm MCE 包边滤器 孔径 0.22um 印字 .	25mm MCE 包边滤器 孔径 0.22um 印字 .
MCE		
物料号	40.D115103	40.D115104
产品描述	13mm MCE 包边滤器 孔径 0.45um 印字 .	25mm MCE 包边滤器 孔径 0.45um 印字 .
包装数据	100 个 / 罐	100 个 / 罐

特征 Features

- > 适用于溶液中微粒及油类不容物的分析测定，及水质污染指数测定。
- > 孔径均匀，孔隙率高，阻力小，流速快。
- > 采用辐照灭菌，拆开即用。

尼龙 Nylon

Economy Syringe Filter_Nylon

- > 耐温性能良好，可耐 121℃ 饱和蒸汽热压消毒 30min，最高工作温度 100℃，化学稳定良好，能耐受稀酸、稀碱、醇类、酯类、油类、碳氢化合物、卤代烃及有机氧化物等多种有机和无机化合物。
- > 三种直径规格：13mm、25mm 和 33mm
- > 滤膜孔径规格：0.22μm 和 0.45μm

材料 Material	Nylon（尼龙）	
外壳	PP	
过滤面积	13mm/1.13cm²	25mm/4.15cm²
孔径 (μm)	0.22/0.45	
处理量 (mL)	<10mL(13mm)	<100mL(25mm)
最大操作温度	100℃	
最大操作压力 (psi)	87psi	

Nylon			
物料号	40.D111101	40.D111102	40.D111103
产品描述	13mm NY 包边滤器 孔径 0.22um.	25mm NY 包边滤器 孔径 0.22um.	33mm NY 包边滤器 孔径 0.22um.
Nylon			
物料号	40.D111104	40.D111105	40.D111106
产品描述	13mm NY 包边滤器 孔径 0.45um.	25mm NY 包边滤器 孔径 0.45um.	33mm NY 包边滤器 孔径 0.45um.
包装数据	100 个 / 罐	100 个 / 罐	100 个 / 罐

特征 Features

- > 蛋白吸附性低，良好的耐热性和化学稳定性，对酸和碱的耐受性较强，不推荐过滤含有丙酮、DMSO 和大于 6N 的碱液中使用。
- > 适合过滤低浓度的蛋白稀释液。
- > 采用辐照灭菌，拆开即用。

聚醚砜 PES

Economy Syringe Filter_PES

- > 聚醚砜材质的微孔滤膜，属于亲水性滤膜，具有高流速、低溶出物、良好的强度的特点，不吸附蛋白和提取物，对样品无污染。
- > 三种直径规格：13mm、25mm 和 33mm
- > 滤膜孔径规格：0.22μm 和 0.45μm

材料 Material	PES（聚醚砜）	
外壳	PP	
过滤面积	13mm/1.13cm²	25mm/4.15cm²
孔径 (μm)	0.22/0.45	
处理量 (mL)	<10mL(13mm)	<100mL(25mm)
最大操作温度	90℃	
最大操作压力 (psi)	87psi	

PES			
物料号	40.D112101	40.D112102	40.D112103
产品描述	13mm PES 包边滤器 孔径 0.22um.	25mm PES 包边滤器 孔径 0.22um.	33mm PES 包边滤器 孔径 0.22um.
PES			
物料号	40.D112104	40.D112105	40.D112106
产品描述	13mm PES 包边滤器 孔径 0.45um.	25mm PES 包边滤器 孔径 0.45um.	33mm PES 包边滤器 孔径 0.45um.
包装数据	100 个 / 罐	100 个 / 罐	100 个 / 罐

特征 Features

- > PES 经过离子色谱认证。
- > 优化的聚醚砜膜，流速高。
- > 具有良好的吞吐量，蛋白结合力低。
- > 可用于高温液体，在无机可萃取离子中机械强度低。
- > 采用辐照灭菌，拆开即用

聚四氟乙烯 亲水 PTFE Hydrophilic

Economy Syringe Filter_PTFE Hydrophilic

- > 聚四氟乙烯的化学稳定性和惰性使其适于腐蚀性强的有机溶剂、水溶液和气体，对绝大多数的酸、碱、盐溶液等都有极好的化学抗性。
- > 三种直径规格：13mm、25mm 和 33mm
- > 滤膜孔径规格：0.22μm 和 0.45μm

材料 Material	亲水 PTFE(Hydrophilic)	
外壳	PP	
过滤面积	13mm/1.13cm²	25mm/4.15cm²
孔径 (μm)	0.22/0.45	
处理量 (mL)	<10mL(13mm)	<100mL(25mm)
最大操作温度	130℃	
最大操作压力 (psi)	87psi	

PTFE 亲水			
物料号	40.D113101	40.D113102	40.D113103
产品描述	13mm 亲水 PTFE 包边滤器 孔径 0.22um.	25mm 亲水 PTFE 包边滤器 孔径 0.22um.	33mm 亲水 PTFE 包边滤器 孔径 0.22um.
PTFE 亲水			
物料号	40.D113104	40.D113105	40.D113106
产品描述	13mm 亲水 PTFE 包边滤器 孔径 0.45um.	25mm 亲水 PTFE 包边滤器 孔径 0.45um.	33mm 亲水 PTFE 包边滤器 孔径 0.45um.
包装数据	100 个 / 罐	100 个 / 罐	100 个 / 罐

特征 Features

- > 过滤器采用亲水性聚四氟乙烯滤膜。能适用于极性和一般的水溶液 提供了良好的化学兼容性。
- > 采用辐照灭菌，拆开即用

聚四氟乙烯 疏水 PTFE Hydrophobic

Economy Syringe Filter_PTFE Hydrophobic

- > 疏水膜，可耐受几乎所有的溶剂、酸和碱；膜机械强度高，能承受高温液体；可萃取物水平低；PTFE 能阻隔水蒸气；乙醇预湿后可用于过滤水溶液。
- > 三种直径规格：13mm、25mm 和 33mm
- > 滤膜孔径规格：0.22μm 和 0.45μm

材料 Material	疏水 PTFE(Hydrophobic)	
外壳	PP	
过滤面积	13mm/1.13cm²	25mm/4.15cm²
孔径 (μm)	0.22/0.45	
处理量 (mL)	<10mL(13mm)	<100mL(25mm)
最大操作温度	130℃	
最大操作压力 (psi)	87psi	

PTFE 疏水			
物料号	40.D113107	40.D113108	40.D113109
产品描述	13mm 疏水 PTFE 包边滤器 孔径 0.22um.	25mm 疏水 PTFE 包边滤器 孔径 0.22um.	33mm 疏水 PTFE 包边滤器 孔径 0.22um.
PTFE 疏水			
物料号	40.D113110	40.D113111	40.D113112
产品描述	13mm 疏水 PTFE 包边滤器 孔径 0.45um.	25mm 疏水 PTFE 包边滤器 孔径 0.45um.	33mm 疏水 PTFE 包边滤器 孔径 0.45um.
包装数据	100 个 / 罐	100 个 / 罐	100 个 / 罐

特征 Features

- > 最广泛的溶剂兼容性，优异的颗粒截留性能，耐受各种灭菌条件，同时适合液体和气体的过滤。一般耐受 pH 1-14 的范围。
- > 采用辐照灭菌，拆开即用

聚四氟乙烯 亲水 PVDF Hydrophilic

Economy Syringe Filter_PVDF Hydrophilic

- > 具有非常低的蛋白吸附，同时具备超高的水流速和填充率。聚偏氟乙烯膜的蛋白结合率远远少于硝酸纤维素，低紫外吸收的萃取物和低蛋白的非特异性结合。
- > 三种直径规格：13mm、25mm 和 33mm
- > 滤膜孔径规格：0.22μm 和 0.45μm

材料 Material	亲水 PVDF(Hydrophilic)	
外壳	PP	
过滤面积	13mm/1.13cm²	25mm/4.15cm²
孔径 (μm)	0.22/0.45	
处理量 (mL)	<10mL(13mm)	<100mL(25mm)
最大操作温度	100℃	
最大操作压力 (psi)	87psi	

PVDF 亲水			
物料号	40.D114101	40.D114102	40.D114103
产品描述	13mm 亲水 PVDF 包边滤器 孔径 0.22um.	25mm 亲水 PVDF 包边滤器 孔径 0.22um.	33mm 亲水 PVDF 包边滤器 孔径 0.22um.
PVDF 亲水			
物料号	40.D114104	40.D114105	40.D114106
产品描述	13mm 亲水 PVDF 包边滤器 孔径 0.45um.	25mm 亲水 PVDF 包边滤器 孔径 0.45um.	33mm 亲水 PVDF 包边滤器 孔径 0.45um.
包装数据	100 个 / 罐	100 个 / 罐	100 个 / 罐

特征 Features

- > 蛋白吸附性低，良好的耐热性和化学稳定性，对酸和醇的耐受性较强，不推荐过滤含有丙酮、DMSO 和大于 6N 的碱液中使用。
- > 适合过滤低浓度的蛋白稀释液。
- > 采用辐照灭菌，拆开即用

聚偏氟乙烯 疏水 PVDF Hydrophobic

Economy Syringe Filter_PVDF Hydrophobic

- > 疏水 PVDF 膜采用经过实际验证之后的生产工艺流程，具有超疏水性能，可以用于溶剂过滤，空气和气体过滤以及 HPLC 和 GC 里的样品制备，具有优秀的耐热性能和抗氧化性能，有着非常广泛的应用领域。
- > 三种直径规格：13mm、25mm 和 33mm
- > 滤膜孔径规格：0.22μm 和 0.45μm

材料 Material	疏水 PVDF(Hydrophobic)	
外壳	PP	
过滤面积	13mm/1.13cm²	25mm/4.15cm²
孔径 (μm)	0.22/0.45	
处理量 (mL)	<10mL(13mm)	<100mL(25mm)
最大操作温度	100℃	
最大操作压力 (psi)	87psi	

PVDF 疏水			
	物料号 40.D114107	物料号 40.D114108	物料号 40.D114109
产品描述	13mm 疏水 PVDF 包边滤器 孔径 0.22um.	25mm 疏水 PVDF 包边滤器 孔径 0.22um.	33mm 疏水 PVDF 包边滤器 孔径 0.22um.
PVDF 疏水			
	物料号 40.D114110	物料号 40.D114111	物料号 40.D114112
产品描述	13mm 疏水 PVDF 包边滤器 孔径 0.45um.	25mm 疏水 PVDF 包边滤器 孔径 0.45um.	33mm 疏水 PVDF 包边滤器 孔径 0.45um.
包装数据	100 个 / 罐	100 个 / 罐	100 个 / 罐

特征 Features

- > 膜机械强度高、抗张强度高，具有良好的耐热性和化学稳定性。
- > 但不能耐受丙酮， DMSO ， THF 等溶剂，适于气体及蒸汽过滤、高温液体的过滤。
- > 采用辐照灭菌，拆开即用

过滤器的特征

Syringe Filter Features

- > 过滤膜的完整性和均一化孔径保证了过滤的有效性，确保分析流路不会堵塞，减少对色谱柱和阀的损耗，延长色谱柱的寿命，降低维护成本。
- > 过滤膜和针头过滤器外壳的高洁净度，保证了极低的溶出，不会污染样品影响分析，确保实验结果的准确性，提高实验效率。
- > 过滤膜的多孔结构，确保过滤时的高流速，提高过滤的通量和实验室效率。
- > 适配鲁尔接头，和鲁尔接头注射器完美匹配，使用方便，不会漏液确保实验室环境健康。

过滤器 / 滤膜选择指南

- 1、鑫联诚润为满足您实验室的常规分析推出多种膜种类和不同规格的针式过滤器。
- 2、样品基质与过滤膜和套管的化学相容性。
- 3、样品中的颗粒大小和数量。
- 4、膜和样品组分之间潜在的相互作用。
- 5、特别注意事项，例如预过滤器或无机离子的认证要求。

选用过滤器规格	Sample Volume	选用滤膜规格	Sample Volume
13mm 过滤器	小于或等于 10mL	13mm 滤膜	小于或等于 20mL
25mm 过滤器	小于或等于 100mL	25mm 滤膜	小于或等于 100mL
33mm 过滤器	小于或等于 150mL	33mm 滤膜	100mL 以上

滤膜类型 Membrane Type	过滤器特征/Features	应用 /Applications
Nylon	最常用的过滤膜，具有广泛的兼容性，与水性膜和天然有机亲水膜兼容；可萃取物含量低；处理大多数样品基质时流速表现优异；不可用于强酸或强碱	一般实验室过滤；过滤大部分样品；高效液相色谱法样品
PTFE	疏水膜，可耐受几乎所有的溶剂、酸和碱；膜机械强度高，能承受高温液体；可萃取物水平极低；PTFE 能阻隔水蒸气；乙醇预湿后可用于过滤水溶液；亲水 PTFE 可选择性提供相同的应用和性能特征，但在过滤含水试样时不要求预湿薄膜	可过滤腐蚀性有机溶剂、强碱和热溶液，是传感器保护的理想选择
PVDF	亲水膜，耐溶剂性好；可产生 UV 吸收的可萃取物水平低，非特异性结合力低	一般生物样品过滤；以及需要高蛋白回收率的样品过滤
PES	流速高且具有良好的吞吐量，蛋白结合力低；可用于高温液体；在无机可萃取离子中	PES 经过离子色谱认证；组织培养过滤；可过滤蛋白质和核酸

用放心耗材 选鑫联诚润

2

CHAPTER 生物制药耗材

• 全封闭集菌培养器



全封闭集菌培养器

产品简介

全封闭集菌培养器是一种用于无菌检测的配件耗材，无菌检测是无菌产品放行前极为重要的一步。在无菌检测过程中，因设备故障或人为差错等原因直接影响到无菌检测的实验结果，导致假阳性假阴性，给客户带来时间和经济上的重大损失。鑫联诚润全封闭集菌培养器提供了完美的解决方案，通过集菌仪的蠕动泵将不同包装形式的供试品密封、安全、均匀地转移到集菌培养器中，使无菌检测的结果更具准确性和可靠性。

适用范围：全封闭集菌培养器可广泛适用于无菌制剂的无菌检测，包括抗生素类及含有抑菌成分的药品、大输液、水针剂、灭菌医疗器械、无菌注射用水等，亦可配合薄膜过滤器进行药品、食品饮料等行业的微生物限度检查。

产品分为两联款、三联款，
更贴合实验需求

两联款






三联款



符合2015版《中国药典》要求，是USP/EP/JP/等多国药典推荐的无菌检查重要方法

用途对照表	
瓶装大容量注射剂	瓶装大容量注射剂(PVC装)
软塑料袋装药液	器材(输液器、输血器、透析管、经导管等)

操作步骤



产品组成

产品组成	基本参数
针座	ABS材质
管体结构	两联/三联
管体材质	材质AS，容量125mL
底座	材质ABS
过滤器	孔径: 0.22μm、材质: PTFE、直径:25mm
管底滤膜	孔径: 0.22μm、材质: MCE、直径: 47mm
配件	止流夹、钢针、钢针护帽、PVC管、过滤器护帽、底座护帽



产品特点

- 产品经-30KPa, 180s密闭性能测试通过率为100%, 无渗漏无变形;
- 管体底部配备三角状胶塞护帽;
- 底座特殊设计, 适配泰林、赛多利斯等多品牌的集菌仪设备。

- 产品经环氧乙烷灭菌, 且根据《中国药典》进行无菌验证, 可达到SAL=10⁻⁶, 确保无菌性能优良的阻菌性材质保证有效期内灭菌有效。

- 过滤器护帽配挂环, 避免丢失, 保证实验过程顺畅;
- 管体一次性注塑, 带有100ml清晰刻度便于参考;
- 管体采用创新流道设计, 样品试剂挂壁不起泡。

- 侧孔双芯针头:一座双针设计,频繁插拔换瓶不堵塞,不溶性微粒每1ml试剂≥10um的微粒数≤25粒, 25um的微粒数≤3粒,符合药典要求。

- 管路为特种复合材料制造,张力持久,耐磨抗压,内壁光滑,确保优异的传输性能;
- 止流夹经反复测试调整,开合顺畅,配色统一,操作便捷省力。

- 包装采用特殊透析材料,透气性好防止灭菌后环氧乙烷残留,且机械强度高,不易破损;
- 独家采用外袋挂孔设计,取用方便不占超净台面积,提升实验效率。

经检测,集菌器产品耐压性:抽真空-30kPa,3分钟不漏气;滤膜不变形不破裂无泄漏;流速流量:二联流量≥300ml/min,三联流量≥400ml/min;EO残留量:环氧乙烷灭菌后解析14天,环氧乙烷残留量≤10μg

应用范围

- 疾控领域:用于江、河、湖、海、水样无菌检测;
- 食品饮料行业:用于纯净水、矿泉水、饮料行业无菌检测;
- 生物制药行业:用于纯化水、注射用水、原料药、胶囊、生物制品、片剂、口服制剂等的无菌检测;
- 医疗器械行业:用于一类二类医疗器械的无菌检测;
- 化工及化妆品行业:各种需测试微生物水样,用水及产品药企、高校实验室、第三方检测机构、食品饮料行业、环境监测;
- 检测机构:各级海关、环境检验、食品药品检验所、第二方检测等。

规格参数

产品编号	品名	管底滤膜	针头过滤器	内袋/mm	中盒/mm	外箱/mm	装量	灭菌方式
40.D724103	全封闭集菌培养器2联	孔径0.22μm, MCE材质, 直径47mm	孔径0.22μm, PTFE材质, 直径25mm	270*145	365*300*205	625*380*435	18袋/中盒, 72袋/箱	环氧乙烷灭菌
40.D725103	全封闭集菌培养器3联	孔径0.22μm, MCE材质, 直径47mm	孔径0.22μm, PTFE材质, 直径25mm	270*145	365*300*205	625*380*435	14袋/中盒, 56袋/箱	环氧乙烷灭菌

用放心耗材 选鑫联诚润

3 CHAPTER 生物制药耗材

无菌微孔滤膜



无菌微孔滤膜

产品特点

微孔滤膜（混合纤维素MCE）是微生物检验和一些小规模液体过滤不可或缺的耗材。本品由混合纤维素酯合成的圆形片薄膜滤材，产品表面平滑，成孔性亲水性良好，质地轻薄，孔隙率高，且微孔结构均匀，因此具有流速快，阻力小、通量大、不易吸附的特点，最适合微生物截留和生长，高效截留微生物≥107CFU/CM2，杜绝漏检，微生物复活率>90%，该膜便于菌落的分辨和计数，且不影响菌落的生长，采用单片无菌包装，直接使用，节省了灭菌时间，避免操作中的二次污染。

包装样式



主要应用领域

本品用于生物制药、医药用油、润滑油，燃料用油及科研实验室等滤除细菌和微粒，一般0.65微米以上可除微粒，0.45以下可除菌；纯净水饮料行业（啤酒、葡萄酒、软饮料、瓶装水）；药物分析行业（纯化水、非无菌药品的微生物限度检测和生物负荷检查）；水环境监测测试行业（水监测）；化妆品行业。

注意事项

- 水膜片是宜于PH6-14的药液。
- 本品可以耐受高压灭菌温度134度，耐压3-4公斤/平方厘米。
- 微孔滤膜只能作为结尾阶段过滤，滤液必须先经过板框或其他滤材预过滤，以免滤膜堵塞。
- 上述使用的方法：仅适用于水剂药或其他水溶剂的过滤。

规格参数

产品编号	品名	颜色	直径	孔径	材质	灭菌
40.753101	无菌微孔滤膜	白色	47mm	0.45um	MCE	辐照灭菌

用放心耗材 选鑫联诚润

4CHAPTER生物制药耗材

= 微生物限度滤杯



微生物限度滤杯

产品特征

微生物限度过滤器基于薄膜过滤法原理，将供试液内的微生物截留在滤膜上，通过培养形成菌落并进行计数。适用于食品、药品、饮料、水质以及其它可溶样品的微生物检测。主要应用领域：制药行业的纯化水、注射用水、原料药及口服液、片剂、胶囊、生物制品及制剂的微生物限度检查；疾控中心的空调冷凝水、生活饮用水等水质的菌落总数检查及致病菌的检测；食品行业的饮料、矿泉水、纯净水的菌落总数检查；化妆品及化工行业中各种需要测试微生物的水样检查。



产品细节

- 透明杯体，强度高，刻度清晰，密封可靠
- 无菌包装使用便捷
- 过滤截面积大，过滤效率高

- 滤膜有效过滤面积大，菌落更分散，计数更方便，过滤完毕，边缘无水渍残留；

- 独特的卡口设计便于安装，拆卸便捷；
- 下缘弹性密封可确保和滤膜连接的完整性

适配泰林微生物检测仪HTY-310、HTY-305SP、HTY-102S、HTY-305GP、HTY-302G、HTY-302、HTY-102、HTY-30X


规格参数

产品编号	品名	颜色	箱规	外箱/mm	滤杯容积	适用滤膜直径/孔径	材质	灭菌
40.749101	微生物限度杯(中性包装)	透明	10个袋，120/箱	350*260*180	100ml	47mm/0.45um	PP	辐照灭菌

用放心耗材 选鑫联诚润

5CHAPTER 细菌培养耗材


• 细菌培养皿



细菌培养皿 Petri dish

介绍

- 由聚苯乙烯（PS）制成，适合实验室接种、划线、分离细菌的操作
- 产品晶莹剔透、厚度均匀，皿底平整光洁、无畸变，使定量分析更准确
- 专门设计的培养皿盖有利于气体交换
- 叠放环使叠放和处理更加容易
- 采用辐照灭菌，拆开即用




内侧凸起透气点设计，可顶住皿盖
实现培养皿内外气体交换



90*15塑料培养皿
重达14g+



易撕无菌包装 20套/袋
尺寸：510*190*8丝



光滑平整
厚度均匀，盖皿适配

产品特点



- 表面光滑平整，晶莹剔透，厚度均匀，皿底平整光洁、无畸变，使定量分析更准备。
- 堆叠设计使叠放和存储更容易
- 耐磨耐腐蚀、电子束灭菌

注意事项

本产品为一次性使用，已灭菌，不可高温高压再次灭菌，拿放时需小心谨慎，轻放轻拿，平板培养时需倒置，防止冷凝水的污染

产品编号	材质	培养面积	产品名称	规格	壁厚	包装规格	目录价
40.730101	聚苯乙烯（PS）	57.4cm ²	90mm细菌培养皿	90mm*15mm	0.8mm	20套/袋，500套/箱	/